

チーク・ケイン

C h e e e k C a n e

頬杖嚙下補助具

実用新案登録 第3235300号



- クッション付き
アームを机に固定できる。
- 頭部がもたれられるため、
姿勢が安定する。
- 3関節(軸)機構で高さや
角度を調整できる。

堅牢。

軽い。

安定姿勢で
しっかり食事

チーク・ケイン 頬杖嚥下補助具

C h e e k c a n e



「頬杖嚥下*」…


通過が良い側の咽頭に食塊を誘導する代償姿勢。

*1) 聖隷嚥下チーム: ポケットマニュアル第4版, 医歯薬出版, 東京, 2018.

2) 岡本圭史ら: 咽頭通過の左右差に対して頬杖位が有効であった3症例(会議録). 嚥下医学会, 2019.

要介護者に合わせて、適切な姿勢が維持できます。

- 軸の角度の変更が可能
- 軸の長さの選択が可能



「チーク・ケイン」の 適応と効果

咽頭通過に左右差がある、片麻痺や失調などにより安定した姿勢を保持できない、等の要介護者が頬杖に使う手が自由になります。



安定した頬杖姿勢で、 安全な食事を可能にします。



摂食嚥下障害患者さんに対する摂食訓練において代償法が大変有用です。チーク・ケインを用いることで頬杖姿勢が安定するため、入院中や退院後も同じ姿勢で安全に食べ続けることが出来ます。

浜松市リハビリテーション病院
院長 藤島 一郎

チーク・ケイン 仕様

- 材質
 - ・木製アーム部 : ヒノキ材
 - ・木製支柱 : ナラ材
 - * 木部全面オイル塗装仕上げ(食品衛生法適合品)
- ・枕部
 - クッション : ポリエチレンフォーム
 - ベース : ウレタンフォーム
 - カバー : 合皮

*「チーク・ケイン」は、
浜松市リハビリテーション病院と
橋本螺子の医工連携で作製



実用新案登録
PATENT No.3235300



社会福祉法人 聖隷福祉事業団

浜松市リハビリテーション病院

〒433-8331 静岡県浜松市中区和合北1丁目6-1

TEL:053-471-8331 FAX:053-474-8819

http://www.hriha.jp



橋本螺子株式会社

メディカル事業部(医療機器製造)

〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町155

TEL.053-461-5012(代) FAX.053-464-1659



当社はSDGsの目標達成に向けて貢献してまいります。



ScanMe!



Q はしもとらし

www.hashimoto-neji.co.jp