

## アンプル割り台（プロトタイプ）

### <製品概要>

本製品は、浜松医科大学病院救急部齊藤先生と協同組合 HAVING が連携し、救急現場でのアンプル割における問題を解決するために考案された医療現場補助具です。

### <背景>

緊急を要する医療現場では、多くのアンプルを瞬時に割り、患者への注入が必要となります。



問題点：アンプルを折る際、両手がふさがる。

折ったアンプルの頭部を廃棄し、注射器に持ち替える。

アンプルを折る際、指を傷つけるリスクがある。

### <アンプル割り台の特徴>

パイプ、台座の組み合わせで、片手フリー状態で、アンプルが折れます。



- パイプ（ステンレス製）
  - ・ サイズ：φ38.1×240 mm 250g
- 台座（ステンレス製）
  - ・ サイズ：φ200×152 mm 640g

### <使用方法>

- ① アンプル折りの部分を、目、口に挿入
- ② アンプルを下向きに傾け折る。  
アンプルの頭は、台座内に回収

### <お問い合わせ>

販売元： 協同組合 HAVING URL：<https://co-op-haming.jp>

連絡先住所：〒435-0028 浜松市南区飯田町 155

メール：[contact@co-op-haming.jp](mailto:contact@co-op-haming.jp) 担当：中嶋裕嗣

